

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/defibrylator-aed-mindray-beneheart-c1a-wersja-4g-8-lat-0654b-xa00027-p-1308.html>



Defibrylator AED Mindray BeneHeart C1A, wersja 4G (8 lat) [0654B-XA00027]

Cena brutto **5 995,00 zł**

Cena netto **4 873,98 zł**

Opis produktu

THY TWOJE NIEZAWODNE WSPARCIE

Mindray C1A

Półautomatyczny **defibrylator Mindray C1A** to jeden z najszybszych i najbardziej zaawansowanych defibrylatorów na rynku, który pozwala działać błyskawicznie i skutecznie w sytuacjach zagrożenia życia.

Dzięki inteligentnym, **dostosowanym do użytkownika instrukcjom ratowniczym** oraz wskazówkom dotyczącym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nawet osoby bez doświadczenia medycznego mogą pewnie i bez wahania przeprowadzić akcję ratunkową.

- **Maksymalna skuteczność:** szybkie wyładowanie w **mniej niż 8 sekund** minimalizuje czas przestoju i zwiększa szansę na skuteczną defibrylację.
- **Pełne wsparcie dla użytkownika:** intuicyjne wskazówki głosowe i wizualne prowadzą krok po kroku przez cały proces ratowania życia.
- **Technologia dostosowana do potrzeb:** defibrylator analizuje sytuację i dostosowuje swoje działanie do poziomu kompetencji użytkownika.
- **Niezawodność w każdej sytuacji:** trwała konstrukcja i odporność na warunki zewnętrzne sprawiają, że Mindray C1A sprawdzi się w każdym miejscu – w firmie, szkole, przestrzeni publicznej czy domu.

INTELLIGENTNA TECHNOLOGIA

ResQNav[™]

Defibrylator **C1A od firmy Mindray**, wykorzystuje zaawansowaną technologię **ResQNav[™]**, aby dostosować poziom wsparcia do Twoich umiejętności i sytuacji ratunkowej.

Dzięki **inteligentnej analizie** rozpoznaje potrzeby ratownika i

zapewnia **czytelne polecenia głosowe**, które prowadzą krok po kroku przez cały proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

- **Wsparcie dopasowane do użytkownika** – defibrylator analizuje czas spędzony na każdym etapie i dostosowuje tempo oraz poziom instrukcji, pomagając działać pewnie i skutecznie.
- **Precyzyjne wskazówki w czasie rzeczywistym** – jasne komunikaty i interaktywne podpowiedzi eliminują stres i pomagają skupić się na ratowaniu życia.
- **Maksymalna efektywność w krytycznych momentach** – inteligentne wsparcie przyspiesza podejmowanie działań, zwiększając szanse na skuteczną resuscytację.

NIEZAWODNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Gotowy do działania w każdych warunkach

Defibrylator Mindray C1A został zaprojektowany tak, aby sprostać każdemu wyzwaniu, niezależnie od warunków pogodowych i terenowych.

Przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałościowe, potwierdzając odporność na **upadki z 1,5 m**, a jego konstrukcja spełnia normy **IP55**, co oznacza skuteczną ochronę przed kurzem i wodą.

Zakres temperatury pracy **defibrylatora C1A od Mindray**, wynosi od **-5°C do 50°C**, co czyni go jeszcze bardziej uniwersalnym wsparciem w akcji ratowniczej.

Zarządzanie 4G w defibrylatorze Mindray C1A

Zarządzanie 4G w defibrylatorze Mindray C1A to **nowoczesna funkcjonalność**, która umożliwia **zdalne monitorowanie stanu urządzenia** i zapewnia pełną kontrolę nad jego gotowością do użycia. Dzięki technologii 4G defibrylator może automatycznie przysyłać dane do dedykowanej platformy zarządzania, pozwalając na:

- **Monitorowanie stanu urządzenia:** Informacje o poziomie baterii, stanie elektrod, przeprowadzonych autotestach diagnostycznych oraz wszelkich awariach są dostępne w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można natychmiast podjąć działania naprawcze, zanim defibrylator stanie się nieprzygotowany do użycia.
- **Wysyłanie powiadomień:** Defibrylator automatycznie wysyła powiadomienia o **wygasających elektrodach** czy **konieczności wymiany baterii**. Takie rozwiązanie pozwala na **zapewnienie ciągłej gotowości urządzenia** i zapobiega sytuacjom, w których AED mogłoby nie działać w sytuacji nagłej potrzeby.
- **Zdalne testowanie i diagnostyka:** Możliwość przeprowadzania codziennych testów diagnostycznych na odległość, bez konieczności fizycznego sprawdzania stanu urządzenia, oszczędza czas i zasoby.
- **Dostosowanie do wielu lokalizacji:** Idealne rozwiązanie dla **firm posiadających wiele punktów** (np. sieci handlowych, biurów), umożliwiające centralne monitorowanie wszystkich urządzeń AED w systemie 4G.

Dzięki tej technologii **zarządzanie flotą defibrylatorów** staje się łatwiejsze, a sama obsługa bardziej efektywna, co daje firmom pewność, że ich urządzenia AED są zawsze gotowe do użycia, a czas reakcji na awarię jest zminimalizowany.

KOMPLETNA FUNKCJONALNOŚĆ

Najważniejsze cechy AED Mindray C1A

- **ResQNav[™]** – zapewnia dostosowane instrukcje ratunkowe w oparciu o umiejętności użytkownika
- Prosty przełącznik do przełączania między trybami dla dorosłych i dzieci
- Wstępnie podłączone elektrody dla dorosłych/dzieci – nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zestawów elektrod i oszczędza czas w nagłych wypadkach
- Dostarczenie pierwszego wstrząsu w **mniej niż osiem sekund**; włączanie się w urządzenia-dwie sekundy, analiza EKG-pięć sekund
- **Przycisk języka** umożliwiający użytkownikom wybór do trzech wstępnie skonfigurowanych języków
- Dwufazowa energia **360 J** dla lepszych wyników
- Otwarcie pokrywy włącza zasilanie
- **Automatyczny, codzienny autotest** zapewniający, że urządzenie jest zawsze gotowe do użycia
- Niezwykle wytrzymały, testowany na upadki z wysokości 1,5 m i wodo-/pyłoodporność **IP55**
- Żywotność baterii i elektrod wynosi **5 lat od daty produkcji**

Dane techniczne

- **Waga:** 2kg
- **Wymiary:** 21 x 28,6 x 7,8 cm
- **Poziom ochrony IP:** IP 55
- **Zakres temperatury pracy:** od -5 °C do 50 °C
- **Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni):** od 15 °C do 35 °C
- **Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego:** Przełącznik
- **Komunikacja z urządzeniem:** USB
- **Sposób zasilania urządzenia:** bateria litowo-manganowa
- **Gwarancja:** 8 lat

SKUTECZNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI

Maksymalna energia, maksymalne szanse

Dzięki innowacyjnej technologii **QShock[™]**, **Mindray C1A** dostarcza pierwszy wstrząs w **mniej niż 8 sekund**, zwiększając szansę na skuteczną defibrylację. **Błyskawiczna analiza EKG w 5 sekund** i jednoczesne ładowanie impulsu eliminują zbędne opóźnienia, pozwalając działać bez przerw.

Zgodnie z wytycznymi **AHA i ERC**, skuteczna defibrylacja wymaga odpowiedniego napięcia w kolejnych wyładowaniach.

Mindray C Series wykorzystuje **dwufazową falę wyładowania o energii do 360J**, dostosowując moc do indywidualnych potrzeb pacjentów z NZK.