

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/defibrylator-zoll-aed-3-bls-p-58.html>

Defibrylator Zoll AED 3 BLS



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	8502-001203-04

Opis produktu

Real CPR Help Wytyczne 2015 zalecają prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z głębokością 5 do 6 cm i częstością 100-120 na minutę.

Jednak skąd ratownicy mają wiedzieć czy stosują się do tych zaleceń? Dlatego też, podobnie jak AED Plus i wszystkie profesjonalne defibrylatory firmy ZOLL, AED 3 BLS jest wyposażony w funkcję Real CPR Help, która eliminuje błędy ratownika zapewniając możliwość prowadzenia uciśnień w odpowiednim tempie i z właściwą głębokością. Elektrody CPR Uni-padz™ wykrywają i przekazują do defibrylatora AED 3 BLS informacje o ruchach wywołanych uciskaniem klatki piersiowej. Funkcja Real CPR Help, dostępna w defibrylatorach Zoll, podczas resuscytacji osób dorosłych dostarcza komunikaty głosowe i tekstowe informujące ratownika kiedy powinien uciskać mocniej, a kiedy prowadzi dobry ucisk. Na ekranie defibrylatora wyświetla się graficzny interfejs, który wskazuje osobie udzielającej pomocy prawidłowe tempo oraz głębokość uciśnień.

RKO przede wszystkim Blisko 80% wewnątrzszpitalnych zatrzymań krążenia występuje z niedefibrylacyjnym rytmem serca.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby defibrylator umożliwiał nie tylko dostarczenie wyładowania elektrycznego. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia rytmem wskazanym do defibrylacji czy też rytmem niedefibrylacyjnym, 100% pacjentów wymaga RKO. Im wyższa jakość RKO tym lepszy rezultat. Skuteczna resuscytacja wymaga utrzymania odpowiedniej głębokości i częstości uciśnień. Najnowsze wytyczne towarzystw ds. resuscytacji na całym świecie są jednoznaczne: warunkiem udanej defibrylacji jest wysokiej jakości RKO.

Skład zestawu:

- 1 defibrylator ZOLL AED 3
- 1 zestaw baterii ZOLL AED 3
- 1 opakowanie zawierające elektrody defibrylacyjne CPR Uni-padz (z dołączonymi nożyczkami)
- 1 pakiet dokumentacji defibrylatora ZOLL AED 3

Defibrylator ZOLL AED 3 jest przeznaczony dla ratowników przeszkolonych w zakresie RKO oraz stosowania defibrylatorów AED u pacjentów z zatrzymaniem krążenia. Funkcja monitorowania RKO umożliwia skorzystanie z metronomu ułatwiającego

ratownikom wykonywanie ucisków klatki piersiowej z częstością co najmniej 100 ucisków na minutę zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. Defibrylator zapewnia komunikaty głosowe i wizualne pomagają ce zachować minimalną głębokość ucisków na poziomie 5 cm u pacjentów dorosłych oraz proste instrukcje w przypadku dzieci.