

Link do produktu: <https://www.bezpieczni112.pl/zestaw-do-tlenoterapii-z-butla-2-0-p-235.html>

Zestaw do tlenoterapii z butlą 2,0



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	PG103

Opis produktu

Zestaw do tlenoterapii

Opis

Zestaw do tlenoterapii służy do zastosowań doraźnych w przypadku duszności. Umieszczony jest w ergonomicznej torbie transportowej. Zestaw tlenowy składa się z butli tlenowej, stalowej o pojemności 2 l w zestawie reduktorem tlenowym z przepływomierzem i złączem AGA. Reduktor tlenowy pozwala na ustawienie przepływu tlenu od 0-25 l/min. Zestaw jest wyposażony w maski do podawania tlenu. Do zapewnienia komfortu medycznego dołączone są 3 koce izotermiczne (folie życia). Zestaw pozwala na wdrożenie tlenoterapii w przypadku duszności przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Często zadawanym pytaniem jest na jak długo wystarczy tlen. **Zestaw tlenowy** dostarczany jest zawsze bez tlenu. Długość tlenoterapii jest uzależniona od ustawionego przepływu na reduktorze. Można to obliczyć następująco:

Czas pracy

Butla po 2.0 litra napełnieniu do ciśnienia 150 bar zawiera 300 l sprężonego tlenu.

- przy przepływie 1 l / min tlenu wystarczy na 300 min
- przy przepływie 2 l / min tlenu wystarczy na 150 min
- przy przepływie 4 l / min tlenu wystarczy na 75 min
- przy przepływie 10 l / min tlenu wystarczy na 30 min